

96 Well PCR Plate, white

High Profile, cut H12

Non-Skirted



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0750-W | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0750/W

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Farbe: weiß

Format: unskirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml