

96 Well PCR Plate, white Wells

High Profile, cut H12
No-Skirt, breakable vertically



Packung à 50 Stück



Artikel-Nr.: AF4TI-0750-W-TA | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0750/W/TA

223,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12
Farbe: weiß
Format: unskirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.2 ml