

8 Well PCR Tube Strips, white Wells

Low Profile
plus Cap Strips (4TI-0751)



Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips



Artikel-Nr.: AF4TI-0754 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0754

106,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: weiß

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips

Volumen: 0.1 ml