

Strips of 8 Flat Optical Caps, crystal clear



Packung à 300 Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0755 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0755

95,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: optischer Flachdeckel

Eigenschaften: flexibel, Real-Time PCR

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-CapStrips

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 300 Strips