

96 Well PCR Plate, frosted

High Profile

Semi-Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0762 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0762

183,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: frosted

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml