


FrameStar 96 PCR Plate, white Wells, black Frame

High Profile, cut A12

Semi-Skirt (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0771 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0771

270,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: ABI-Typ, rigid frame

Farbe: Rahmen: schwarz, weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml