


## FrameStar 96 PCR Plate, frosted Wells, clear Frame

High Profile, cut A12

Semi-Skirt (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0772 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0772

**224,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eckanschnitt:** A12

**Eigenschaften:** ABI-Typ, rigid frame

**Farbe:** frosted, Rahmen: farblos

**Format:** semi skirted

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** FrameStar

**Profil:** High Profile

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 0.2 ml