

Cap Mat for PCR Plates, blue TPE

96 individual caps in sheet format
pierceable



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0778 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0778

336,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: optical cap, Real-Time PCR

Kategorie: 96er-Cap Strip Platte

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 50 Stück