

8 Well PCR Tube Strips, white Wells, black Frame

High Profile
plus Domed Cap Strips



Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0785-XW | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0785/XW

127,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel

Farbe: Rahmen: schwarz, weiß

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips

Volumen: 0.2 ml