


8 Well PCR Tube Strips, clear Wells, blue Frame

High Profile
plus Strips of Flat Caps



Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0786-B | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0786/B

112,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel

Farbe: blau

Farbe Wells: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips

Volumen: 0.2 ml

8er Streifen ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

ABI®/LIFE TECHNOLOGIES/THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Thermal Cyclers (96 well standard block): Veriti | Proflex | Simplicamp | GeneAmp® 2700/2720/9600/9700
- qPCR Cyclers (96 well standard block): 7000 | 7300 | 7500 | 7700 | 7900 HT | ViiA7™

AGILENT/STRATAGENE

- qPCR Cyclers (96 well block): Mx3000P™ | Mx3005P™ | Mx4000™

ANALYTIK JENA/BIOMETRA

- Thermal Cyclers (strips only): TRIO | Tpersonal | T3 Thermocycler
- Thermal Cyclers (96 well block): Flexcycler2 | T1 Thermocycler | Tgradient | Tone | Tadvanced | TProfessional (Standard/Basic) Gradient/XL | Trobot 96 | SpeedCycler2 (SP, SPR)
- qPCR Cyclers (96 well block): qTOWER3/G/touch | Topical

BIOER TECHNOLOGIES

- Thermal Cyclers (strips only): GeneQ
- Thermal Cyclers (96 well block): Gene Touch 96

BIO-RAD

- Thermal Cyclers (strips only): Genecycler
- Thermal Cyclers (96 well block): C1000 Touch | S1000 | iCycler™ | MyCycler™ | T100
- qPCR Cyclers (96 well block): MyiQ™ | iCycler™ IQ/IQ 4/IQ 5

BIO-RAD MJ RESEARCH

- Thermal Cyclers (strips only): Mini Gradient
- Thermal Cyclers (96 well block): PCT100™/200™/220™/221™/225™/240™
- qPCR Cyclers (96 well block): Chromo4™

CORBETT RESEARCH

- Thermal Cyclers (96 well block): (Qiagen) Palm Cycler

EPPENDORF

- Thermal Cyclers (96 well block): MasterCycler® ep/ep gradient/Pro/Pro S/nexus/nexus gradient/nexus SX1/nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2/GX2/GX2e/X2e
- qPCR Cyclers (96 well block): MasterCycler™ ep realplex

PEQLAB/VWR

- Thermal Cyclers (strips only): peqSTAR XS | peqSTAR 2X
- Thermal Cyclers (96 well block): peqSTAR 96X

SENSOQUEST

- Thermal Cyclers (96 well block): Labcycler

TAKARA

- Thermal Cyclers (96 well block): Dice touch | Gradient

TECHNE

- Thermal Cyclers (strips only): 3Prime | 3PrimeG | 3PrimeX
- Thermal Cyclers (96 well block): Prime | PrimeG | Prime Elite | Prime Elite Satellite | PCRmax Alpha cycler 1/2/4 | TC412 | TC512 | Genius | Genius Quad | Touchgene | Touchgene Gradient | Flexigene