


8 Well PCR Tube Strips, clear Wells, black Frame

High Profile
plus Strips of Flat Caps, 2D coded



Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0786-X-2D | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0786/X/2D

127,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel

Farbe: schwarz

Farbe Wells: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 120 Tube Strips & Cap Strips

Volumen: 0.2 ml