

0.2 ml Dual-Cap PCR Tube, clear, sample collection

attached flip cap with orange screw cap
2D code and human readable number on tab



Packung à 500 Tubes

Artikel-Nr.: AF4TI-0791 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0791

851,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: Einzelgefäße

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 500 Tubes

Volumen: 0.2 ml