

8 Well PCR Tube Strips, 0.1 ml, clear

Low Profile
with attached Flat Caps



Packung à 120 Tube Strips



Artikel-Nr.: AF4TI-0793 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0793

119,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 120 Tube Strips

Volumen: 0.1 ml