

8 Well PCR Tube Strips, 0.2 ml, clear

High Profile
with attached Domed Caps



Packung à 120 Tube Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0794 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0794

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 120 Tube Strips

Volumen: 0.2 ml