

## Individual PCR Tubes, 0.2 ml, clear

High Profile  
with attached Domed Caps



Packung à 1000 Tubes

Artikel-Nr.: AF4TI-0795 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0795

**68,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Deckel:** mit Deckel

**Farbe:** farblos

**Kategorie:** Einzelgefäße

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** Packung à 1000 Tubes

**Volumen:** 0.2 ml