

4 Well PCR Tube Strips, clear, plus Strips of caps

Rotor-Gene style



Packung à 250 Tube Strips & Cap Strips

Artikel-Nr.: AF4TI-0796 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0796

152,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: 4er-Streifen

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 250 Tube Strips & Cap Strips

Volumen: 0.1 ml