

Microcentrifuge Tubes w. attached Flat Caps, 2.0ml

graduated with frosted window

flat safe-lock cap



Packung à 500 Tubes

Artikel-Nr.: AF4TI-0798 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0798

40,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, Mit Sicherheitsverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 500 Tubes

Volumen: 2.0 ml