


## FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

Low Profile, cut A1

Semi-Skirt, with Upstand (ABI Fast)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0910-C | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0910/C

**219,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eckanschnitt:** A1

**Eigenschaften:** ABI Fast-Typ, rigid frame

**Farbe:** farblos, Rahmen: farblos

**Format:** semi skirted

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** FrameStar

**Profil:** Low Profile

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 0.1 ml

## Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Cyclern

### ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC

96 well FAST block

- GeneAmp® 9800 FAST, Veriti FAST
- StepOne Plus™
- 7500 FAST, 7900 HT FAST
- QuantStudio™ 3 / 5 / 6 / 7 / 12K, ViiA7™

### SENSOQUEST

- Labcycler