

FrameStar 96 PCR Plate, white Wells, clear Frame

Low Profile, cut A1

Semi-Skirt, with Upstand (ABI Fast)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0911 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0911

270,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A1

Eigenschaften: ABI Fast-Typ, rigid frame

Farbe: Rahmen: farblos, weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml