


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

Low Profile, cut H12
Semi-Skirt (Roche)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0950-C | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0950/C

219,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Eigenschaften: rigid frame, Roche-Typ

Farbe: farblos

Farbe Wells: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden qPCR Cyclern

ROCHE

- LC96, LC480