


FrameStar 96 PCR Plate, white Well, clear PC Frame

Low Profile, cut H12

Semi-Skirt (Roche), plus qPCR Seal



Packung à 50 Platten & Sealing Folien

Artikel-Nr.: AF4TI-0952 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0952

388,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Eigenschaften: rigid frame, Roche-Typ

Farbe: Rahmen: farblos, weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Platten & Sealing Folien

Volumen: 0.1 ml