


FrameStar 96 PCR Plate, white Wells, clear Frame

Low Profile, cut H12, extra white
Semi-Skirt, High Sensitivity (Roche)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0954 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0954

291,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Eigenschaften: rigid frame, Roche-Typ

Farbe: farblos

Farbe Wells: weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgendem qPCR Cycler

ROCHE

- LC96, LC480