

96 Well PCR Plate, white

Low Profile, cut H12
Semi-Skirt, Roche style



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0955 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0955

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H12

Eigenschaften: Roche-Typ

Farbe: weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml

Diese Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern

Roche

- LC96 | LC480