

## FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, purple Frame

Low Profile, cut H1

Skirt



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0960 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-0960

**224,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eckanschnitt:** H1

**Eigenschaften:** rigid frame

**Farbe:** violett

**Farbe Wells:** farblos

**Format:** full skirted

**Kategorie:** 96-Well Platte

**Produktlinie:** FrameStar

**Profil:** Low Profile

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 0.1 ml

## Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

### BIO-RAD MJ RESEARCH

- C100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™
- Chromo4™
- Opticon2™

### EPENDORF

- MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1
- Mastercycler™ ep realplex

### PEQLAB / VWR

- peqSTAR 96X

### TECHNE

- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene
- Quantica

### SENSOQUEST

- Labcycler

