

Individual Access 96 Well Skirted PCR Plate

Low Profile, cut H1, clear PP Wells
white rigid PC frame, for indiv. removable Wells



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0960-RA | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0960/RA

269,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Farbe: weiß

Farbe Wells: farblos

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml