

Individual Access 96 Well Skirted PCR Plate Frame

cut H1

white rigid PC frame, for indiv. removable Wells



Packung à 10 Rahmen

Artikel-Nr.: AF4TI-0960-RA-F | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0960/RA-F

38,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: weiß

Format: full skirted

Kategorie: Zubehör

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 10 Rahmen