

Indiv. Access 96 Well Skirted Opt Bottom PCR Plate

Low Profile, cut H1, clear PP Wells
black PC frame, for individually removable Wells



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0970-RA | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0970/RA

269,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1
Farbe: schwarz
Farbe Wells: farblos
Format: full skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: Azenta
Profil: Low Profile
Verpackung: Packung à 50 Stück
Volumen: 0.1 ml