


Individual Access 96 Well Skirted PCR Plate Frame

cut H1

black PC frame, for individually removable Wells



Packung à 10 Rahmen

Artikel-Nr.: AF4TI-0970-RA-F | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0970/RA-F

38,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Farbe: schwarz

Format: full skirted

Kategorie: Zubehör

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 10 Rahmen