


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, purple Frame

High Profile, cut A12

Semi-Skirt, breakable vertically



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-1000-P | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-1000/P

302,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: breakable, rigid frame

Farbe: violett

Farbe Wells: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml

Diese 96-Well FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

ABI® / LIFE TECHNOLOGIES / THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Veriti, Proflex, Simplicamp
- GeneAmp® 2700 / 2720 / 9600 / 9700
- 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 HAT
- QuantStudio™ 3 / 5 / 6 / 7 / 12K, ViiA7™
- 3100, 3130XL, 3500, 3500XL, 3730, 3730XL

AGILENT / STRATAGENE

- Mx3000P,™ Mx3005P™
- Mx4000™

ANALYTIK JENA / BIOMETRA

- TRIO, Tpersonal, T3 Thermocycler
- Flexcycler2, T1 Thermocycler, Tgradient, Tone, Tadvanced, TProfessional (Standard/Basic) Gradient/XL
- Trobot 96, SpeedCycler2 (SP, SPR)
- qTOWER3 / G / touch, Toptical

BIOER TECHNOLOGIES

- GeneQ

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Gene Touch 96

BIO-RAD

- Genecycler
- C1000 Touch, S1000
- iCycler,™ MyCycler™, T100
- MyiQ,™ iCycler™ IQ / IQ 4 / IQ 5

BIO-RAD MJ RESEARCH

- Mini Gradient (Nur Streifen)
- PTC100™ / 200™ / 220™ / 221™ / 225™ / 240™
- Chromo4™

CORBETT RESEARCH

- (Qiagen) Palm Cycler

EPENDORF

- MasterCycler® ep / ep gradient / Pro / Pro S / nexus / nexus gradient / nexus SX1 / nexus GSX1
- MasterCycler® nexus X2 / GX2 / GX2e / X2e
- Mastercycler™ ep realplex

PEQLAB / VWR

- peqSTAR XS, peqSTAR 2X
- peqSTAR 96X

SENSOQUEST

- Labcycler

TAKARA

- Dice touch, Gradient

TECHNE

- 3Prime, 3PrimeG, 3PrimeX
- Prime, PrimeG, Prime Elite, Prime Elite Satellite
- PCRmax Alpha cycler 1 / 2 / 4
- TC412, TC512, Genius, Genius Quad, Touchgene, Touchgene Gradient, Flexigene