

FrameStar 96 PCR Plate, white Wells, black Frame

Low Profile, cut A12
Semi-Skirt, breakable vertically




Abbildung ähnlich (clear Wells, white Frame)

Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-1201 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-1201

319,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: breakable, rigid frame

Farbe: Rahmen: schwarz, weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml