

384 Well PCR Plate, white

cut A24/P24

Skirt, Roche style



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-1381 | Azenta | Herstellernummer: 4TI-1381

224,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A24/P24

Farbe: weiß

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Azenta

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl

Diese PCR Platte ist passend für:

ROCHE qPCR Cyclers (384 well block):

- LightCycler® 480