

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, black Frame

Low Profile, no cut
Semi-Skirt, breakable vertically



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-1400-X | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-1400/X

302,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: breakable, rigid frame

Farbe: farblos, Rahmen: schwarz

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml

Diese FrameStar Platte ist kompatibel mit folgenden Thermocyclern, qPCR Cyclern oder Sequencern

ABI/LIFE TECHNOLOGIES/THERMO FISHER SCIENTIFIC

- Thermal Cyclers (96 well FAST block): GeneAmp® 9800 FAST | Verity FAST
- qPCR Cyclers (96 well standard block): StepOne
- qPCR Cyclers (96 well FAST block): StepOne Plus™ | 750 FAST | 7900 HT FAST | QuantStudio™ 5/6/7/12K | ViiA7™

AGILENT/STRATAGENE

- Thermal Cyclers (96 well block): Robocycler Gradient
- qPCR Cyclers (96 well block): AriaMx

BIO-RAD

- Thermal Cyclers (96 well block): C1000 Touch | S1000
- qPCR Cyclers (96 well block): CFX96 Touch | CFX96 Touch Deep Well | CFX connect

BIO-RAD MJ RESEARCH

- Thermal Cyclers (96 well block): PCT100™/200™/220™/221™/225™/240™
- qPCR Cyclers (strips only): MiniOpticon
- qPCR Cyclers (96 well block): Opticon2™

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

EPPENDORF

- Thermal Cyclers (strips only): MasterCycler® ep/ep gradient/Pro/Pro S/nexus/nexus gradient/nexus SX1/nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2/GX2/GX2e/X2e
- qPCR Cyclers (96 well block): MasterCycler™ ep realplex

PEQLAB/VWR

- Thermal Cyclers (strips only): peqSTAR XS | peqSTAR 2X
- Thermal Cyclers (96 well block): peqSTAR 96X

SENSOQUEST

- Thermal Cyclers (96 well block): Labcycler

TECHNE

- Thermal Cyclers (96 well block): TC412 | TC512 | Genius | Genius Quad | Touchgene | Touchgene Gradient | Flexigene
- qPCR Cyclers (96 well block): Quantica