

FrameStar 384 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

cut A24

Semi-Skirt, low binding



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-LB0384-C | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-LB0384/C

252,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A24

Farbe: farblos, Rahmen: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 30 µl