


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

High Profile, cut A12
Semi-Skirt, low binding, (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-LB0770-C | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-LB0770/C

255,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: ABI-Typ

Farbe: farblos, Rahmen: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml