

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, black Frame

Low Profile, cut H1
Semi-Skirt, low binding, extra rigid



Packung à 50 Stück



Artikel-Nr.: AF4TI-LB0960-RIG | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-LB0960/RIG

215,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eckanschnitt: H1

Farbe: farblos, Rahmen: schwarz

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.1 ml