

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

High Profile, cut A12, ethylene oxide treated
Semi-Skirt, with Upstand, single barcoded (ABI)



Packung à 20 Stück



Artikel-Nr.: AF4TI-OX730-C-SBC | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-OX730/C/SBC

199,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12
Eigenschaften: ABI-Typ, mit Barcode
Farbe: farblos, Rahmen: farblos
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: FrameStar
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 20 Stück
Volumen: 0.2 ml