

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

High Profile, cut A12, ethylene oxide treated

Semi-Skirt, single barcoded (ABI)



Packung à 20 Stück



Artikel-Nr.: AF4TI-OX770-C-SBC | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-OX770/C/SBC

199,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: ABI-Typ, mit Barcode

Farbe: farblos, Rahmen: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 20 Stück

Volumen: 0.2 ml