

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

Low Profile, cut H1, ethylene oxide treated

Semi-Skirt, single barcoded



Packung à 20 Stück



Artikel-Nr.: AF4TI-OX960-C-SBC | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-
OX960/C/SBC

199,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: H1

Eigenschaften: mit Barcode

Farbe: farblos, Rahmen: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 20 Stück

Volumen: 0.1 ml