

PCR Seal 96/12, clear adhesive film

horizontally perforated

Strong adhesive Sheets, Size (137 x 71 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0500-12 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0500/12

119,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück