

PCR Seal 96/8, clear adhesive film

vertically perforated

Strong adhesive Sheets, Size (115 x 100 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0500-8 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0500/8

119,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück