


PCR Foil Seal Strong, adhesive aluminium foil

Strong adhesive Sheets, Size (137 x 80 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0500FL | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0500FL

165,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück