

Peel Heat Seal, peelable heat sealing foil

Sample Roll, Size (5 m x 78 mm)



Abbildung ähnlich



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0520-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0520/S

31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 90°C, Probenlagerung

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Lösungsmittelbeständig

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle