


Universal Peel Heat Seal, peelable H. sealing foil

with wide material compatibility

Sheets, Size (125 x 78 mm)



Abbildung ähnlich



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-05231 | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-05231

72,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 90°C (110°C prLid), PCR, Probenlagerung

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Resealable

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück