


Universal Peel Heat Seal, peelable H. sealing foil

with wide material compatibility
Sample Roll, Size (5 m x 115 mm)



Abbildung ähnlich



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0524-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0524/S

31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 90°C (110°C prLid), PCR, Probenlagerung

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Resealable

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle