


## Pierce Heat Seal, pierceable heat sealing foil

Sample Roll, Size (5 m x 78 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0530-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0530/S

**31,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -20°C bis 120°C, Probenlagerung

**Art der Folie:** Aluminium, nicht transparent

**Eigenschaften:** Autoklavierbar, Lösungsmittelbeständig, Resealable

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** pierceable

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** 1 Testrolle