


Pierce Heat Seal, with Grid Reference

pierceable heat sealing foil
Sheets, Size (125 x 78 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0531-GR | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0531/GR



65,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 120°C, Probenlagerung

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Individuelle Folie, Lösungsmittelbeständig, Resealable

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück