

Individual Access Pierce Heat Seal

pierceable heat sealing foil, 96 individual seals

Sheets, Size (127 x 100 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0531-RA | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0531/RA

311,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 120°C, Probenlagerung

Art der Folie: Aluminium, nicht transparent

Eigenschaften: Autoklavierbar, Individuelle Folie, Lösungsmittelbeständig, Resealable

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 100 Stück

96 einzelne Sealing-Spots auf abnehmbarem Trägermaterial zum Versiegeln einzelner Wells. Dichtet auf Polypropylen- und Polystyrolplatten ab.

Geeignet für PCR, Lagerung von Verbindungen, Versand.

- Durchstechbar, wiederverschließbar
- Gute Lösungsmittelbeständigkeit