

Clear Heat Seal, peelable heat sealing film

Roll, Size (500 m x 78 mm)



1 Rolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0540-REMP | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0540/REMP

995,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Rolle

- Für PP-, PE-, PS- und PC-Platten
- Geeignet für bildgebende Verfahren (z. B. qPCR, kolorimetrische Assays), Hochtemperaturanwendungen (z. B. PCR), Niedrigtemperaturanwendungen (Lagerung).
- Abziehbar, durchstechbar
- Optisch klar
- Mäßige Lösemittelbeständigkeit
- Erhältlich im Bogen- und Rollenformat