

## Clear Heat Seal, peelable heat sealing film

Sample Roll, Size (5 m x 78 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0540-S | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-0540/S

**31,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

**Art der Folie:** transparent

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** 1 Testrolle

- Für PP-, PE-, PS- und PC-Platten
- Geeignet für bildgebende Verfahren (z. B. qPCR, kolorimetrische Assays), Hochtemperaturanwendungen (z. B. PCR), Niedrigtemperaturanwendungen (Lagerung).
- Abziehbar, durchstechbar
- Optisch klar
- Mäßige Lösemittelbeständigkeit
- Erhältlich im Bogen- und Rollenformat