

Clear Heat Seal, gas permeable, heat sealing film

with 3 mm slits for gas transfer
Sample Roll, Size (5 m x 78 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0540-SLIT-S | **Azenta** | Herstellernummer: 4TI-0540/SLIT/S

31,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C

Art der Folie: transparent

Eigenschaften: gas permeable

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle